

# Atemwegsmanagement

- [Präoxygenierung mit Hamilton - Vapox](#)

# Präoxygenierung mit Hamilton - Vapox

## Modus

- NIV-ST

## Einstellungen

- AF: 6-8 breaths/min
- P<sub>insp</sub>: 10 cmH<sub>2</sub>O
- PEEP: 5 cmH<sub>2</sub>O
- Oxygen: 100%
- ETS (expiratory trigger sensitivity): 50%
- Inspiratory flow trigger: 2 l/min
- T<sub>i</sub>: 2 s
- P-ramp: 50 ms

Wenn Patient anpnoeisch wird Start mit PCV+

Quelle: <https://www.hamilton-medical.com/de/Resource-center/Article-pageknowledge-base/22d10959-2780-46dd-81fa-84b33c84d9dd~.html>